

Instruções para pedido de exames para pesquisa de Hantavirose

<p>HANTAVIROSE (Médico deve preencher ficha SINAN)</p>	<p>Exames: • Sorologia (ELISA) • PCR e Isolamento (depende de liberação do laboratório da FUNED)</p> <p>Formulário/pedido: Ficha SINAN preenchida e impresso laboratorial comum</p> <hr/> <p>Amostra biológica: sangue</p> <p>Período de Coleta: A partir da suspeita clínica</p> <p>Armazenamento no laboratório: • <u>Sorologia</u>: Aguardar o sangue coagular para separar o soro por centrifugação, deixar o tubo com sangue total em geladeira (2 a 8° C) por um período máximo de 24h. Não se deve congelar o sangue total, nem encostar o frasco diretamente no gelo reciclável para evitar hemólise.</p> <hr/> <p>Transporte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Em caixa térmica de transporte com gelo reciclável, amostras identificadas em sacos plásticos.
---	---

Obs: Em caso de óbito verificar instruções de investigações de óbito