

### Instruções para pedido de exames para pesquisa de Malária

<p><b>Malária</b> (Médico deve preencher ficha SINAN)</p>	<p><b>Exames:</b> • Parasitológico direto em lâminas (gota espessa): diagnóstico e controle de qualidade; • Teste Rápido;</p> <p><b>Formulário/pedido:</b> Ficha SINAN preenchida, impresso laboratorial comum e no sistema AGHU</p> <hr/> <p><b>Amostra biológica:</b> • Lâminas com gota espessa coradas pelo método Walker (azul de metileno e Giemsa); • Sangue total colhido em tubo contendo EDTA: enviar em no máximo 3 dias após coleta;</p> <p><b>Período de Coleta:</b> A partir da suspeita clínica</p> <p><b>Armazenamento no Laboratório e transporte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Lâminas (Gota espessa)</u>: exame é realizado no laboratório do HC-UFTM, e quando positivo, a lâmina é encaminhada para Laboratório RELSP. Enviar as lâminas em temperatura ambiente, envoltas em papel ou acondicionadas em recipientes próprios para transporte de lâminas;</li><li>• Sangue total: conservar sob refrigeração de 2°C a 8°C, enviar em no máximo 3 dias após coleta, transportar em caixa com gelo reciclável</li></ul>
---	--

Obs: Em caso do óbito verificar instruções de investigações de óbito