

Instruções para pedido de exames para Protocolo de Febre Hemorrágica

PROTOCOLO DE FEBRES HEMORRÁGICAS

(Médico deve
preencher ficha
SINAN da principal
suspeita)

Exames:

- Dengue e Febre Amarela: Enzimaimunoensaio, Reação Imunoenzimática de Captura, Isolamento viral e Biologia Molecular;
- Febre Maculosa: Imunofluorescência Indireta, Biologia Molecular;
- Hantavírus: Enzimaimunoensaio;
- Leptospirose: Enzimaimunoensaio e teste de aglutinação microscópica;
- Hepatites Virais: Quimioluminescência.

NOTA: Caso haja suspeita de outras doenças, os exames devem ser solicitados juntamente com o protocolo.

Formulário/Pedido: Preencher ficha SINAN da principal suspeita e impresso laboratorial comum.

Amostra biológica: sangue, dois tubos.

Período de Coleta: a partir da suspeita clínica, e se necessário repetir de acordo com o período ideal de cada doença.

Armazenamento no laboratório: Aguardar o sangue coagular para separar o soro por centrifugação, e congelar o soro a temperatura de -20°C

Transporte:

- Em caixa térmica de transporte com gelo reciclável, amostras identificadas em sacos plásticos.

Obs: Em caso do óbito verificar instruções de investigações de óbito