

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

PORTARIA N. 58, de 27 de maio de 2019 .

O GERENTE INTERINO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas Portaria nº 95/2019, de 22 de março de 2019, publicada no Boletim de Serviço do HU-UFGD/EBSERH nº 183 de 28 de março de 2019.

RESOLVE:

- I. Aprovar o Procedimento Operacional Padrão (POP) – Administrativo, referente a Lavagem das Vidrarias e Copinhos do Banco de Leite Humano, do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – Filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, parte integrante desta portaria.
- II. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ANGELO OSELAME HOFFMANN

Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP nº. 24/UNC
LAVAGEM DAS VIDRARIAS E COPINHOS DO BANCO DE LEITE HUMANO	Versão: 01
Unidade organizacional: Unidade de Nutrição Clínica	
Elaborado por: Cristiane Nava Duarte, Michele Cristina de Carvalho, Rita de Cássia Dorácio Mendes, Naiana Alves Cardoso.	Data de Criação: 31/07/17
Revisado por: Cristiane Nava Duarte, Rita de Cássia Dorácio Mendes	Data de Revisão: 09/07/2018
Aprovado por: Gerência de Atenção à Saúde do HU-UFGD	Data de Aprovação: 27/05/2019.
Responsável pelo POP: Érika Leite Ferraz	

OBJETIVO: Manter boa higienização de vidrarias e copinhos.

SIGLAS E ABREVIATURAS: BLH-Banco de Leite Humano

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: *Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos* Brasília: Anvisa, 2008, 160p.

Brasil Agência Nacional de Vigilância Sanitária Resolução RDC nº 171 de 4 de setembro de 2006

DEFINIÇÕES: Consiste na boa higienização para que a manipulação de produtos dentro de vidrarias e copinhos seja de boa segurança.

RESPONSABILIDADES: Funcionárias da sala de processamento, copeiras área externa.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

- Pano multiuso (tipo perflex)
- Detergente neutro.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1. Colocar em imersão com água e detergente na proporção de 1 parte de detergente para 10 partes de água conforme indicação do produto.
2. Mexer até total mistura dos produtos.
3. Colocar os copos e vidros e cuidar para que todos fiquem cobertos pela água com detergente.
4. Esperar no mínimo uma hora para iniciar a lavagem.

Lavagem:

1. Esfregar com um pedaço pequeno de perflex (mais ou menos 8cm por 12cm, que deve ser trocado diariamente) a parte interior e exterior do copinhos e vidrinhos.
2. Enxaguar abundantemente até que todo o produto saia de toda superfície.
3. Passar para área de esterilização em vasilha específica para material limpo, avisar imediatamente a copeira da área externa para que a mesma coloque em escorredor ou sobre pano limpo até total secagem do material.
4. Higienizar com álcool a 70% o balcão do guichê sempre após a passagem de material.

FLUXOGRAMA DO PROCESSO

