

Instruções para pedido de exames para pesquisa de Dengue

<p>DENGUE (Médico deve preencher ficha SINAN)</p>	<p>Exames: • Sorologia (ELISA) OU • Pesquisa de antígeno NS1 Dengue (feito no HC-UFTM, pedir pelo AGHU) Formulário/Pedido: Ficha SINAN preenchida e impresso laboratorial comum.</p> <hr/> <p>Amostra biológica: sangue Período de Coleta:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Sorologia</u>: a partir do 6º (sexto) dia após o início dos sintomas• <u>NS1</u>: do 1º (primeiro) ao 4º (quarto) dia após aparecimento dos primeiros sintomas. <hr/> <p>Armazenamento no laboratório:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Sorologia</u>: Aguardar o sangue coagular para separar o soro por centrifugação, deixar o tubo com sangue total em geladeira (2 a 8° C) por um período máximo de 24h. Não se deve congelar o sangue total, nem encostar o frasco diretamente no gelo reciclável para evitar hemólise.• <u>NS1</u>: Feito no laboratório do HC-UFTM <hr/> <p>Transporte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Em caixa térmica de transporte com gelo reciclável, amostras identificadas em sacos plásticos.
--	---

Obs: Em caso de óbito verificar instruções de investigações de óbito